

Information från QM Therapy Settings:

Skapa en underkatalog Progr och Protocol = Vid omdirigering skapas mappen Program och protokoll i mappen med klientnamn.

Program för RavoRife = skapar en exportfil för Ravo Rife

Program för Elzapp = skapar en exportfil för Elzapp

Program från FQ Qmtrin = lägger till program som rekommenderas från FQ Qmtrin till slutet av frekvensprogrammet

Email Timing = vid den angivna e-postadressen kommer ett e-postmeddelande att skickas när tidpunkten startas i QM Timing.

Pos. F, L, I, M = fall av särskiljningsbokstaven i filerna med program (satser). I början eller slutet av förkortningen av namnet.

Använd IsertTest använd från förra gången = (inte tillgängligt i alla versioner) använder föregående post i blocket för att ange dina egna förberedelser (vegetotest).

Visa senaste data = efter att programmet startats laddas data från den sista klienten innan programmet stängs.

Ideal + Max. = Dessutom genereras programfiler (satser) med frekvenser med ett idealiskt intervall och ett maximalt intervall.

Automat = efter QF-skanning startar QM-terapi automatiskt

Visa windows alfabet = Klientfilnamn skapas utan accenter. Lämplig för främmande språk fönstermutationer.

Mindre fönster = Lämplig för gamla datorer med mycket låg upplösning, som regel är det inte nödvändigt att använda.

Långsammare PC = Lämplig för gamla datorer med låg hastighet, vanligtvis inte nödvändigt att använda.

Proc. [%] = Visar procentvärdet som motsvarar ordningen för den givna frekvensen (OBS: påverkar endast frekvenser, inte förberedelser).

Mörkt färgmotiv = mörknar bakgrundsfärgen i alla fönster. Det är bättre att ha ett ljust motiv om möjligt.

Protokollöversikt = ett tydligt protokoll för den givna klienten skapas och läggs ständigt till.


År är det först = om året är först på efterföljande datum markeras det

New Version Firmware in FQ = endast markerad om en ny version är installerad i FQ Qmtrin-enheten, eller när FQT Gener-enheten används.

FQT Color = ny version på FQT Gener.

Om de erhållna utgångarna används i en annan enhet än FQ Qmtrin Quantum Harmony, t.ex. i zappern kan du välja att förlänga tiden. **Plusreglage** resp.

Exporten kan förinställas för att lägga till ett visst antal minuter till alla frekvenser i alla utdatafiler eller. endast i exportfiler..



Känslighet = ju högre känslighet desto fler resultat. Den är inställd på cirka 50 % som standard, vilket ger en tillräcklig mängd utdata som kan läggas in i en optimalt lång batch.


Knappen **x** är standardinställningen.

Knappen **[** (symbol för programnamnet – batch) betyder att alla utdatafiler separeras i separata program (batcher) och körs separat och oberoende.

Knappen **Σ** (summa) betyder att alla utdatafiler kommer att finnas i ett enda program (batch) och kommer att köras på en gång.


Gräns = detta är den optiska separeringen av resultaten som erhållits från förberedelserna med en horisontell linje.

Teckenstorlek = teckenstorleken kan ändras. Det träder i kraft först efter att programmet har startat om.



Detektionsmetod = telemetriskt eller med hjälp av elektroder. Om metoden som använder elektroder väljs är det nödvändigt att hålla elektroderna under hela behandlingen.

Färg = ställa in ett annat färgspektrum



Vänster bock = sortera produktpaket efter svar

Höger bock = tillverkare kommer inte att visas på produktförpackningar

Information från QM-tidsinställningar:

Insättning = den utförda behandlingen skrivs till en separat fil

Email Timing = vid den angivna e-postadressen kommer ett e-postmeddelande att skickas när tidpunkten startar i QM Timing.

Cloud PC = vid samarbete mellan flera datorer via molnlagring.

Skrivs över = data samtidigt skrivs över, annars är de sammansatta efter varandra

Använd den senaste inställningen när du anger = de sista uppgifterna visas när du anger längden och upprepar behandlingen